

WEGWERPHANDSCHOENEN

Nitril - Niet-steriel - Poedervrij

Onze onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik zijn veelzijdig en geschikt voor alle werkomgevingen waar er kans is op contact met lichaamsvloeistoffen, micro-organismen of chemicaliën.

De handschoenen kunnen ook worden gebruikt bij het onderzoeken en behandelen van patiënten om kruisbesmetting te voorkomen. De handschoenen zijn lekbestendig en extreem goed bestand tegen olie, vet en vele andere stoffen.

De rolrand beschermt de onderarm tegen het lekken van vloeistoffen en verhoogt de stevigheid van de handschoen bij het aantrekken. Door hun elasticiteit passen de handschoenen zich perfect aan de contouren van de huid aan en zijn ze gemakkelijk aan en uit te trekken.

Het geruwde oppervlak bij de vingers biedt optimale grip en hoge mobiliteit.

Geschikt voor gebruik in de gezondheidszorg, wellness, in de voedingsindustrie, in huis en op vele andere gebieden.

- Poedervrij, niet-steriel
- Nitril
- Geruwd oppervlak bij de vingers
- Rolrand
- Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
- Kleur: blauw
- Soort verpakking: dispenser box

Ook verkrijgbaar met lange manchet

Fysieke eigenschappen

Treksterkte/ voor veroudering	: Min. 14Mpa
Treksterkte/ na veroudering	: Min. 14Mpa
Breukrek/ voor veroudering	: 500%
Breukrek/ na veroudering	: 400%

Grixx
Medical



WEGWERPHANDSCHOENEN

Nitril - Niet-steriel - Poedervrij

Medisch Hulpmiddel

Klasse I, MDR (EU) 2017/745
EN 455-1, -2, -3, -4

Persoonlijk Beschermingsmiddel

PPE (EU) 2016/ 425
EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2019, EN374-4:2019
EN 374-5:2016
EN 16523-1:2015+A1:2018
ASTM F1671, ASTM D6978

Levensmiddelen

(EU) 1935/2004, (EU) 2023/2006
EN 1186-1:2002, EN 1186-9:2002, EN 13130-1:2004

Kwaliteitscertificaten

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
EN ISO 21420:2020

✓ Weerstand tegen bacteriën en schimmels

✓ Weerstand tegen virussen

Getest volgens ISO 374-1/ Type C

Code	Chemische Stof	Permeatie Level	Gemiddelde Afbraak
K	Natriumhydroxid 40%	6	23.9%
P	Waterstofperoxide 30%	1	34.6%
T	Formaldehyde 37%	5	33.9%

Permeatie Level volgens EN374-1:2016+A1:2018

Doorbraaktijd (Min.)

1	2	3	4	5	6
>10	>30	>60	>120	>240	>480



WEGWERPHANDSCHOENEN

Nitril - Niet-steriel - Poedervrij

Qube Regular 24cm

Maat	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10	Afwijking (mm)
Totale lengte (mm)	245	245	245	245	245	±5
Gewicht (g)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	±0.2g
Manchet Dikte (mm)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	±0.02
Palm Dikte (mm)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	±0.02
Vinger Dikte (mm)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	±0.02
Manchet Breedte (mm)	80	84	90	95	97	±5
Palm Breedte (mm)	75	83	94	105	115	±5
Pols Breedte (mm)	73	79	85	92	97	±5
Lengte/ Breedte (mm)						
- Duim	50/25	55/32	60/32	63/38	65/40	±2
- Wijsvinger	65/23	70/26	75/30	75/36	77/38	±2
- Middelvinger	75/25	78/28	82/32	85/40	86/44	±2
- Ringvinger	77/24	80/26	85/30	87/34	90/36	±2
- Pink	50/20	55/22	58/25	63/29	65/32	±2



Qube Lange Manchet 29cm

Maat	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10	Afwijking (mm)
Totale Lengte (mm)	290	290	290	290	290	±5
Gewicht (g)	5.0	5.30	5.80	6.30	6.80	±0.2g
Manchet Dikte (mm)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	±0.02
Palm Dikte (mm)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	±0.02
Vinger Dikte (mm)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	±0.02
Manchet Breedte (mm)	80	85	90	95	97	±5
Palm Breedte (mm)	75	85	95	105	115	±5
Pols Breedte (mm)	73	79	85	93	97	±5
Lengte/ Breedte (mm)						
- Duim	50/25	55/32	60/32	63/38	65/40	±2
- Wijsvinger	65/23	70/26	75/30	75/36	77/38	±2
- Middelvinger	75/25	78/28	82/32	85/40	86/44	±2
- Ringvinger	77/24	80/26	85/30	87/34	90/36	±2
- Pink	50/20	55/22	58/25	63/29	65/32	±2

WEGWERPHANDSCHOENEN

Logistieke Gegevens

Qube Regular 24cm - 100Box

Afmetingen dispenser box: 22 x 11 x 6.5 cm

	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVESXS	QUGLOVESS	QUGLOVESM	QUGLOVESL	QUGLOVESXL
Inhoud dispenserbox (aantal handschoenen)	100	100	100	100	100
Inhoud omdoos (aantal dispenser boxen)	10	10	10	10	10



Qube Regular 24cm - 150Box

Afmetingen dispenser box: 24 x 12.7 x 7.3 cm

	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVES150XS	QUGLOVES150S	QUGLOVES150M	QUGLOVES150L	QUGLOVES135XL
Inhoud dispenserbox (aantal handschoenen)	150	150	150	150	135
Inhoud omdoos (aantal dispenser boxen)	10	10	10	10	10



Qube Regular 24cm - 200Box

Afmetingen dispenser box: 24 x 12.7 x 9.5 cm

Maat	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVES200XS	QUGLOVES200S	QUGLOVES200M	QUGLOVES200L	QUGLOVES180XL
Inhoud dispenserbox (aantal handschoenen)	200	200	200	200	180
Inhoud omdoos (aantal dispenser boxen)	10	10	10	10	10



Qube Lange Manchet 29cm - 100Box

Afmetingen dispenser box: 26 x 12.6 x 8 cm



Maat	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVESLONG100XS	QUGLOVESLONG100S	QUGLOVESLONG100M	QUGLOVESLONG100L	GLOVESLONG90XL
inhoud dispenserbox (aantal handschoenen)	100	100	100	100	90
Inhoud omdoos (aantal dispenser boxen)	10	10	10	10	10

