

EINWEG-HANDSCHUHE

Nitril - Nicht steril - Puderfrei

Unsere Einweguntersuchungshandschuhe sind vielfältig einsetzbar und geeignet für alle Arbeitsumgebungen, in denen es möglicherweise zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Mikroorganismen oder Chemikalien kommen kann.

Die Handschuhe können ebenso bei der Untersuchung und Behandlung von Patienten eingesetzt werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Diese Handschuhe sind stichfest und extrem beständig gegen Öl, Fett und viele andere Substanzen.

Der Rollrand schützt den Unterarm gegen Tropfen und verstärkt die Festigkeit des Handschuhs beim Anziehen. Aufgrund ihrer Elastizität passen sich die Handschuhe perfekt den Hautkonturen an und lassen sich leicht an- und ausziehen.

Die strukturierte Oberfläche bietet optimalen Halt und hohe Beweglichkeit.

Geeignet zur Anwendung im Gesundheitswesen, Wellnessbereich, in der Lebensmittelindustrie, im Haushalt und vielen anderen Bereichen.

- Puderfrei, nicht steril
- Nitril
- Strukturierte Oberfläche
- Rollrand
- Beidhändig tragbar
- Farbe: blau
- Verpackungsart: Spenderkarton

Auch erhältlich mit langer Stulpe

Physikalische Eigenschaften

Reißfestigkeit/ vor Alterung	: Min. 14Mpa
Reißfestigkeit/ nach Alterung	: Min. 14Mpa
Dehnbarkeit/ vor Alterung	: 500%
Dehnbarkeit/ nach Alterung	: 400%

Grixx
Medical



EINWEG-HANDSCHUHE

Nitril - Nicht steril - Puderfrei

Medizinprodukt

Klasse I, MDR (EU) 2017/745
EN 455-1, -2, -3, -4

Persönliche Schutzausrüstung

PPE (EU) 2016/ 425
EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2019, EN374-4:2019
EN 374-5:2016
EN 16523-1:2015+A1:2018
ASTM F1671, ASTM D6978

Lebensmittelrecht

(EU) 1935/2004, (EU) 2023/2006
EN 1186-1:2002, EN 1186-9:2002, EN 13130-1:2004

Qualitätszertifikate

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
EN ISO 21420:2020

Gegenstand gegen Bakterien und Pilze Gegenstand gegen Viren

Bestanden
Bestanden

Getestet gemäß ISO 374-1/ Typ C

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	Leistungstufen Permeation	Durchschnittliche Degradation
K	Natriumhydroxid 40%	Level 6	23.9%
P	Wasserstoffperoxid 30%	Level 1	34.6%
T	Formaldehyd 37%	Level 5	33.9%

Leistung gemäß EN 374-1:2016+A1:2018	1	2	3	4	5	6
Gemessene Durchbruchzeit (Min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480



EINWEG-HANDSCHUHE

Nitril - Nicht steril - Puderfrei

Qube Regulär 24cm

Größe	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10	Abweichung (mm)
Gesamtlänge (mm)	245	245	245	245	245	±5
Gewicht (g)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	±0.2g
Randstärke (mm)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	±0.02
Handflächenstärke (mm)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	±0.02
Fingerstärke (mm)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	±0.02
Randbreite (mm)	80	84	90	95	97	±5
Handflächenbreite (mm)	75	83	94	105	115	±5
Breite Handgelenk (mm)	73	79	85	92	97	±5
Länge / Breite (mm)						
- Daumen	50/25	55/32	60/32	63/38	65/40	±2
- Zeigefinger	65/23	70/26	75/30	75/36	77/38	±2
- Mittelfinger	75/25	78/28	82/32	85/40	86/44	±2
- Ringfinger	77/24	80/26	85/30	87/34	90/36	±2
- Kleiner Finger	50/20	55/22	58/25	63/29	65/32	±2



Qube Lange Stulpe 29cm

Größe	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10	Abweichung (mm)
Gesamtlänge (mm)	290	290	290	290	290	±5
Gewicht (g)	5.0	5.30	5.80	6.30	6.80	±0.2g
Randstärke (mm)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	±0.02
Handflächenstärke (mm)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	±0.02
Fingerstärke (mm)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	±0.02
Randbreite (mm)	80	85	90	95	97	±5
Handflächenbreite (mm)	75	85	95	105	115	±5
Breite Handgelenk (mm)	73	79	85	93	97	±5
Länge/ Breite (mm)						
- Daumen	50/25	55/32	60/32	63/38	65/40	±2
- Zeigefinger	65/23	70/26	75/30	75/36	77/38	±2
- Mittelfinger	75/25	78/28	82/32	85/40	86/44	±2
- Ringfinger	77/24	80/26	85/30	87/34	90/36	±2
- Kleiner Finger	50/20	55/22	58/25	63/29	65/32	±2

EINWEG-HANDSCHUHU

Logistik Daten

Qube Regulär 24cm - 100Box

Abmessungen Spenderkarton: 22 x 11 x 6.5 cm



Große	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVESXS	QUGLOVESS	QUGLOVESM	QUGLOVESL	QUGLOVESXL
Inhalt Spenderkarton (Anzahl Handschuhe)	100	100	100	100	100
Inhalt Versandkarton (Anzahl Spenderkartons)	10	10	10	10	10

Qube Regulär 24cm - 150Box

Abmessungen Spenderkarton: 24 x 12.7 x 7.3 cm



Große	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVES150XS	QUGLOVES150S	QUGLOVES150M	QUGLOVES150L	QUGLOVES135XL
Inhalt Spenderkarton (Anzahl Handschuhe)	150	150	150	150	135
Inhalt Versandkarton (Anzahl Spenderkartons)	10	10	10	10	10

Qube Regulär 24cm - 200Box

Abmessungen Spenderkarton: 24 x 12.7 x 9.5 cm



Große	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVES200XS	QUGLOVES200S	QUGLOVES200M	QUGLOVES200L	QUGLOVES180XL
Inhalt Spenderkarton (Anzahl Handschuhe)	200	200	200	200	180
Inhalt Versandkarton (Anzahl Spenderkartons)	10	10	10	10	10

Qube Langer Stulpe 29cm - 100Box

Abmessungen Spenderkarton: 26 x 12.6 x 8 cm



Große	XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10
Art.-Nr.	QUGLOVESLONG100XS	QUGLOVESLONG100S	QUGLOVESLONG100M	QUGLOVESLONG100L	GLOVESLONG90XL
Inhalt Spenderkarton (Anzahl Handschuhe)	100	100	100	100	90
Inhalt Versandkarton (Anzahl Spenderkartons)	10	10	10	10	10